

# COOL SAFE®



## Medikamenten-Kühltasche Basic

PZN: 9080489 EAN: 4260.1361.70022



\*geprüft durch TÜV Rheinland  
(freiwillige Prüfung, Effektivität geprüft)

# COOL SAFE® Medikamenten-Kühltasche Basic

Vom TÜV Rheinland getestet:

Stundenlange Kühlung zwischen +2 und + 8 Grad Celsius, gleichzeitig optimaler Schutz des Transportguts vor kühlakkubedingtem Einfrieren.

Die helle Farbe wurde bewusst gewählt, um ein unnötiges Aufheizen durch Sonnenlicht zu unterbinden.

**Passive Kühlung. Die COOL\*SAFE®-Kühltasche wird zusammen mit 6 COOL\*SAFE®-Kühlakkus geliefert.**

Kühldauer 2° C bis 8° C, bei 20° C Außentemperatur	<b>ca. 17,40 Stunden*</b>
Kühldauer 2° C bis 8° C, bei 30° C Außentemperatur	<b>ca. 11,25 Stunden*</b>
Kühldauer 2° C bis 8° C, bei 40° C Außentemperatur	<b>ca. 6,20 Stunden*</b>
Kühldauer 2° C bis 15° C, bei 20° C Außentemperatur	<b>ca. 22,85 Stunden*</b>
Kühldauer 2° C bis 15° C, bei 30° C Außentemperatur	<b>ca. 13,42 Stunden*</b>
Kühldauer 2° C bis 15° C, bei 40° C Außentemperatur	<b>ca. 8,85 Stunden*</b>
Größe/Außenmaße	<b>22 x 18 x 20 cm (B/T/H)</b>
Größe der Medikamentenaufnahme:	<b>16 x 4 x 14,5 cm (B/T/H)</b>
Gewicht ohne Kühlakkus	<b>0,380 kg</b>
Gewicht inkl. 6 COOL*SAFE®-Kühlakkus	<b>1,25 kg</b>

Die fotografische Darstellung kann geringfügig vom Original abweichen.

### Sicherheit:

- Sicherer Transport von Medikamenten, Impfstoffen und Blut  
= Schutz vor kühlakkubedingtem Einfrieren  
= Schutz vor übermäßiger Erwärmung
- Reflektierender Stoff  
= Schutz vor übermäßiger Erwärmung
- Schadstofffreie Materialien,  
von unabhängigem Labor getestet

### Komfort:

- Schulterriemen  
= zusätzlicher Tragekomfort wird gewährleistet
- Geringes Gewicht

### Design und Größe:

- Helle Farbe  
= weniger Aufheizen durch Sonnenlicht
- Hochwertige Stoffqualität (Material wird u. a. auch im Profi-Outdoor-Sport eingesetzt)
- Klassisches, attraktives Design
- Flexible Medikamentenaufnahme  
= Innentaschengröße zur Medikamentenaufnahme: **16 cm x 4 cm x 14,5 cm (B/T/H)**  
= auch für andere Packungsgrößen einsetzbar (z. B. 17,8 cm x 3,8 cm oder 7x7x15 cm)



**Längste Kühl-dauer im TÜV-Testvergleich!**

Diese Messergebnisse wurden mit einem Medikament gemessen. Selbstverständlich können die Kühltaschen nicht mit allen existierenden Medikamenten getestet werden, daher können bei anderen Medikamenten Abweichungen in der Kühl-dauer entstehen.